

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	X'PRIM 3 COLOR ESTÁNDAR RAL 7035
REFERENCIA	IXN1L PACK QUE INCLUYE : CAMA, PANELES, BARANDILLAS Y TRAPECIO
DIMENSIONES	90CM X 200CM SOMIER
PESO DE LA CAMA	64.5 KG SIN ACCESORIOS, SIN PANELES
AMPLITUD ALTURA VARIABLE	34 A 84 CM
ELEVADOR DE RESPALDO	75° MÁXIMO
ELEVADOR DE PIERNAS	VERSION 08 : ELEVADOR DE PIERNAS ELÉCTRICO (INCLINACIÓN MÁXIMA 16°) CON PLEGADO DE RODILLAS A CREMALLERA (MÁXIMO 26°)
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN	CARGA MÁXIMA DE USO : 170 KG PESO MÁXIMO PACIENTE 135 KG - ACCESORIOS 15 KG - COLCHÓN 20 KG
RUEDAS	Ø 100 MM CON FRENO
NORMAS	CEI 60601-2-52 COMPATIBLE CON LOS ENTORNOS DE APLICACIÓN 3, 4 Y 5
OPCIONES	ELEVADOR DE RESPALDO CON TRASLACIÓN / ELEVADOR DE RESPALDO CPR FRENO CENTRALIZADO / TOPE MURAL
MOTORIZACIÓN	LINAK - MANDO INDICE DE PROTECCIÓN IP54
COMPATIBILIDAD COLCHÓN	GAMAS : APLOT®, EPSUS®, ALOVA®, AXTAIR®
MANTENIMIENTO DESINFECCIÓN	COMPATIBLE CON : - DETERGENTES-DESINFECTANTES (DD), DESINFECTANTES DE SUPERFICIES (DS) (DERIVADOS CLORADOS Y CON BASE ALCOHÓLICA <30%) - APARATOS DE VAPOR TIPO SANIVAP

Fotos no contractuales - Marketing y comunicación Grupo WINNCARE - Kreamond © FP000072 / 04-2015 - ES

X'PRIM³®



Cama con paneles Médidom II
Color Dragonnier Gris

WINNCARE
g r o u p

DEPARTAMENTO DE VENTAS
+34 9 61 56 55 21
ventas@winncares.es
Web : www.winncares.fr

Fabricante
GRUPO WINNCARE
Calle Perellonet, 1
46909 Torrente - Valencia

Producto Sanitario de Clase 1 según la Directiva EUROPEA 93/42/CEE

DISEÑADA PARA USTED



X'PRIM³



ERGOFIX

- Fijación de los paneles por EASY-MOVE
- ▶ ERGONOMÍA
- ▶ SEGURIDAD



- Montaje / Desmontaje del elevador de respaldo y del elevador de piernas sin herramientas
- ▶ ERGONOMÍA



- Ángulo elevador de respaldo 75° MÁXIMO
- ▶ COMODIDAD EN POSICIÓN SENTADO



- Motor elevador del respaldo LINAK LA24 3500 N TUBO DE ALUMINIO SALIENTE DEL CILINDRO
- ▶ SEGURIDAD



PRINCIPIO PATENTADO
N° FR2966708

MONTAJE / DESMONTAJE
ERGONOMÍA

- Barandillas con fijación por anclaje
- ▶ SEGURIDAD



- Manetas para el ensamblaje de los 2 semi somieres
- ▶ SEGURIDAD



- Sujetacables para mando y motor de elevación de respaldo
- ▶ SEGURIDAD



- Alargamiento del travesaño para proporcionar mayor estabilidad
- ▶ SEGURIDAD
- ▶ PRESTACIONES



- Distancia entre ejes de +25 cm respecto a X'PRIM para una mayor estabilidad
- ▶ SEGURIDAD



- Caja de control sobre el motor de altura variable Disminución de los RUIDOS y de las VIBRACIONES
- ▶ COMODIDAD



- Motores fijados con pasadores para facilitar su cambio
- ▶ PRESTACIONES



- Interacción del travesaño y de la base por piezas de plástico lubricadas
- ▶ PRESTACIONES



- Piezas azules de POLIAMIDA Marcas de ayuda al Montaje/Desmontaje
- ▶ ERGONOMÍA



FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES: 200 X 90 CM
 AMPLITUD ALTA VARIABLE: 34 à 84 CM
 PESO DE LA CAMA: 64,5 KG
 MOTORIZACIÓN: HV 6000 N
 RB 3500 N
 RJ 6000 N
 MANDO CON BLOQUEO DE FUNCIONES



PACK ELÉCTRICO	X'PRIM EVO	X'PRIM3
MANDO (2F/VER.)	HL7X019-02 *	HL7X019-02*
MOTOR HV	LA27 6000 N *	LA27 6000 N *
MOTOR R-B	LA27 6000 N *	LA24 3500 N *
CAJA DE CONTROL	CB6 *	CB6 *
CABLE DE ALIMENTACIÓN	SML912036 *	SML912036 *

* Referencias y denominaciones LINAK