

RÉALISER LES MAINTENANCES AXTAIR AVEC LA SOLUTION AIRCARE

Réf: WS/FORM/05



LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

Réaliser les maintenances préventives et curatives sur l'ensemble des dispositifs Axtair de nouvelle génération selon les exigences du fabricant.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Au terme de la formation, les stagiaires seront en mesure :

- ▶ de distinguer le fonctionnement et le rôle des composants (compresseur et support associé),
- ▶ d'utiliser la solution AirCare nécessaire aux opérations de maintenance,
- ▶ d'interpréter les dysfonctionnements et les alarmes,
- ▶ d'effectuer les révisions des compresseurs tous les 2 ans,
- ▶ de résoudre les pannes et procéder aux réparations par programmation ou échange de pièces détachées hors période de garantie.



PUBLIC

Techniciens de santé,
Techniciens de maintenance,
Services biomédicaux,
Prestataires de services.



PRODUITS

Gamme Axtair AutoPlus,
Axensor®.



MOYENS PEDAGOGIQUES

Exposés interactifs, projections,
Nombreux travaux pratiques
avec logiciel dédié,
Didacticiels vidéo,
Evaluation de stage.



CONDITIONS

8 personnes par session,
Repas de midi pris en commun.



PROGRAMME



Horaires : 09h00 - 17h30

1/ Accueil et présentation

2/ Programme pédagogique :

- ▶ Rappel : règles professionnelles, bonnes pratiques, environnement normatif,
- ▶ Les composants du compresseur et des supports associés,
- ▶ Les opérations de nettoyage - désinfection,
- ▶ Les outils de maintenance et le logiciel de maintenance AirCare,
- ▶ Les révisions,

- ▶ Les alarmes, pannes et incidents possibles,
- ▶ La procédure de révision (tous les 2 ans),
- ▶ Les pièces détachées,
- ▶ Travaux pratiques : diagnostic de panne, remplacement et programmation d'une carte commande, d'un boîtier Axensor®, réalisation d'une révision ...
- ▶ Traçabilité des opérations.

3/ Questions - réponses

4/ Evaluations

Pré-requis : Le stagiaire doit être équipé d'un PC fonctionnant sous Windows 7, 8 ou supérieur.



Durée : 1 journée (7h30)

Tarif : 380 € HT/stagiaire

Possibilité de formation en intra entreprise
Minimum 5 stagiaires - Tarif sur demande

La mise en oeuvre des acquis de cette formation nécessite le téléchargement du logiciel AirCare et l'achat d'un kit de connexion

**Cette formation est obligatoire pour intervenir en maintenance préventive
et/ou curative sur les gammes Axtair de nouvelle génération**

en23_140119



WINNOCARE France - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Enregistré sous le N° 52 85 01946 85 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
Tél : 02 51 98 55 64 - E-mail : formation@winnocare.fr

www.winnocare.fr

