

CAMEL LØFTEPUDE



Camel løftepude med ryglæn, der giver ekstra støtte og dermed ekstra tryghed for borgeren, der skal afhjælpes efter fald.

Denne løftepude har mange anvendelsesmuligheder, og takket være det ekstra holdbare og stærke materiale, kan Camel anvendes såvel ude som inde.

- Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft af den faldne borger.
- Mindsker risikoen for belastning af plejen.
- Fyldes nemt med luft ved hjælp af en kompressor, som styres med en brugervenlig håndbetjening.
- Høj stabilitet og god støtte.
- Kan betjenes af én plejer, og kræver minimal instruktion.
- Max brugervægt helt op til 320 kg.
- Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel.
- Nem at lukke luft ud af, folde sammen og opbevare.

CAMEL LØFTEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks. brugervægt: 320 kg

Maks. højde: 56 cm

Sædedybde: 47 cm

Total længde: 112 cm

Bredde: 70 cm

Totalvægt: 6,5 kg

Længde, ryglæn: 81 cm

Antal løft pr. opladning: Op til 4 løft

Kompressor: AirFlo 24

Varenummer: 055-00001

HMI-nummer: 47302

WIN CARE

winnocare.com / info@winnocare.dk / +45 7027 3720





winncare.com

