

ELK LØFTEPUDE



Elk løftepude uden ryglæn kan benyttes selv under trange pladsvilkår, hvor traditionelle løftehjelpe midler ikke kan komme ind.

Denne løftepude er meget brugt i akutberedskabet, og takket være det ekstra holdbare og stærke materiale, kan Elk anvendes såvel ude som inde.

- Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft af den faldne borger.
- Mindsker risikoen for belastning af plejen.
- Fyldes nemt med luft ved hjælp af en kompressor, som styres med en brugervenlig håndbetjening.
- Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel.
- Kan betjenes af én plejer, og kræver minimal instruktion.
- Nem at lukke luft ud af, folde sammen og opbevare.
- Max brugervægt helt op til 450 kg.

ELK LØFTEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks. brugervægt: 450 kg

Maks. højde: 56,5 cm

Sædedybde: 50 cm

Bredde: 57 cm

Totalvægt: 3,6 kg

Antal løft pr. opladning: Op til 9 løft

Kompressor: AirFlo 24

Varenummer: 055-00003

HMI-nummer: 47304

WIN CARE

winnocare.com / info@winnocare.dk / +45 7027 3720





winncare.com

