



# ACCESSOIRES DE LIT



« Accessoire de dispositif médical », tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux donnés pour permettre une utilisation de ce ou ces derniers conforme à sa ou leur destination ou pour contribuer spécifiquement et directement à la fonction médicale du ou des dispositifs médicaux selon sa ou leur destination. » selon le Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (art. 2).




# ACCESSOIRES DE LIT

11



12



13



DÉSIGNATION		ALDRYS	X'PRESS (LOW)	X'PRIM	MEDICALYS	GAMME AERYS	XXL DIVISYS	XXL X'PRESS	DUO DIVISYS	KALIN	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
1	Barrière pied de lit A682-00 Droite A683-00 Gauche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	Longueur : 80 cm Hauteur : 38,5 cm par rapport au sommier Compatible avec rallonges de sommier	Métal peint
2	Lampes de lecture 61300158 / 61300159	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fixation sur support tige porte sérum	Métal peint
3	Tige porte sérum 2 crochets A1700 / A170001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2 crochets : Hauteur fixe 120 cm 4 crochets : hauteur réglable 115-120 cm	Inox Crochets plastique
4	Tige porte sérum télescopique 2 et 4 crochets A8400 / A840001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Hauteur réglable: 72 à 141 cm	Crochets plastique
5	Support flexible de télécommande A230-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	Aimant / Métal peint
6	Butée murale	A675-00	✗	A551-00	A633	670-00 (AÉRYS 90/100) A670-00B (AÉRYS 90/100 avec roues masquées) A663-00 (AÉRYS XXL)	A551-00	✗	✗	De série	✗	Métal peint
	Butée murale réglable A684-00	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	Métal peint
7	Rallonge de sommier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Profondeur : 20 cm	Métal peint
8	Rallonge de sommier AERYS Intégrée et escamotable	✗	✗	✗	✗	Lit largeur 90 uniquement	✗	✗	✗	✗	Profondeur : 20 cm Largeur : 90 cm	Métal peint
9	Poignée d'appui Compatible avec barrière et longs pans A575-00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	Hauteur : 35 cm Longueur : 29 cm	Métal peint
10	Potence d'angle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Modèle spécifique	✗	Métal peint

DÉSIGNATION		INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES				DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
11	Tapis d'amortissement Securform 07.2900	Conseils d'entretien de la mousse : Humidifier et frotter légèrement Conseils d'entretien de la housse au quotidien : avec une éponge et de l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire.				Déplié : 88 x 195 x 3 (l x L x H – en cm) Plié : 88 x 65 x 9 (l x L x H - en cm)	Mousse viscoélastique, polyuréthane, polyester
12	Protections barrières de lit Évolution (unité/paire)	Barrières ¼ métal : 140cm: 07.2440U / 07.2440P 190cm: 07.2490U / 07.2490P		Barrières bois : 140cm: 07.2540U / 07.2540P 190cm: 07.2590U / 07.2590P		140/190cm x 30cm	Mousse HR, polyester, polyuréthane
13	Protections barrières de lit universelles (unité/paire)	90cm: 07.2260U / 07.2260P (compatible avec demi-barrières) 140cm: 07.2340U / 07.2340P (compatibles barrières 3/4 métal) 190cm: 07.2390U / 07.2390P (compatibles barrières bois pleine longueur)				90/140/190cm x 32cm	