


APLOT



Ocena w skali Bradena



RYZIKO ŚREDNIE



WSKAZANIA

**ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODLEŻYN O RYZYKU NISKIM I ŚREDNIM
DLA PACJENTÓW POZOSTAJĄCYCH W ŁÓŻKU OD 10 DO 15 GODZIN NA DOBĘ.**

**LECZENIE ODLEŻYN STOPNIA 1 I 2 WRAZ Z UŻYCIEM POZYCJONERÓW.
DLA PACJENTÓW O WADZE: OD 40 DO 120 KG**

ZNACZENIE TERAPEUTYCZNE

Mobilność każdej z komórek materaca wpływa na poprawę przepływu krwi a dzięki temu redukuje ryzyko powstania odleżyn a także ryzyko maceracji skóry związanej z poceniem się.

ERGONOMIA

Struktura materaca Aplot jest kompatybilna z łózkami medycznymi.
4 ścięte rogi materaca ułatwiają instalację wysięgnika jak i różnych szczytów.



KOMFORT

Zaokrąglony kształt komórek materaca redukuje ryzyko rozcięcia skóry lub tkanek.

BEZPIECZEŃSTWO

Pokrowiec zamykany na zamek z trzech stron, zabezpieczony patkami, chroni materac przed biologicznymi zanieczyszczeniami.

MATERAC MONOBLOKOWY APLLOT O BUDOWIE GOFROWEJ



PUDŁO NA PALECIE

PRAKTYCZNE

- ▶ materace są gotowe do użycia.

EKOLOGICZNE

- ▶ zmniejszenie ilości odpadów.

PAKOWANIE

- ▶ pakowane po 10szt. w pudle na palecie.



SKOMPRESOWANY I ZWINIĘTY

ERGONOMICZNE

- ▶ lekkie, łatwe do chwycenia (dostępne są pasy do przenoszenia)

EKOLOGICZNE

- ▶ większa ilość materacy w jednym pojeździe.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	NUMER PRODUKTU W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU ZAPAKOWANIA I OPAKOWANIA			ROZMIARY	WAGA PACJENTA	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI	GĘSTOŚĆ CAŁKOWITA
	PUDŁO	PUDŁO NA PALECIE	WĄLEK (RC)				
MONOBLOK APLLOT Z BLOKÓW CIĘTYCH, POKROWIEC MATERACA DERMALON FR*	VA103MB14	VAI03MBI4-BOX (na 10)	VAI03MBI4RCI (na jednostkę) VAI03MBI4RC (na 5)	195 x 85 x 14 cm	40 do 120 kg	EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 Klasa D	Pianka o wysokiej sprężystości $\geq 34 \text{ kg/m}^3$
MONOBLOK APLLOT Z BLOKÓW CIĘTYCH, POKROWIEC MATERACA PROMUST PU*	VA103MB14 /HIP	VAI03MBI4/HIP-BOX (na 10)	—			EN 597-1 i 2 GPEM D1 90 Klasa D	
MONOBLOK APLLOT Z BLOKÓW CIĘTYCH, POKROWIEC MATERACA PROMUST PU HD*	VA103MB14 /HIPH	VAI03MBI4/HIPH-BOX (na 10)	—				

2 lata gwarancji.

*w opcji inne wyposażenie **w opcji inne wymiary

Konserwacja: Dermalon FR

$\leq 1000 \text{ ppm}$

Konserwacja: Promust PU HD

$\leq 5000 \text{ ppm}$

Fotografie nie mają wartości oferty handlowej

ASKLE SANTE Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Francja

Tel : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 – E-mail : contact@askle.com

www.winnicare.fr