

# Pilot i ładowarka do podnośnika Luna

## Złącze o rodzaju ochrony IPx7:

Bezpieczny i niezawodny mechanizm do setowania podnośnika sufitowego Luna.

- Pilot do podnośnika Luna ma ergonomiczny kształt i wyjątkową funkcjonalność.
- Ładowarka do Luni może być zamontowana na każdej ścianie. Zapewnia to ciągłą i stabilną stację ładowania.
- Ładowarka do Luni może być zamontowana na innych urządzeniach Ergolet jak wózek Luna czy Mobile Flex.

Stała i stabilna stacja ładowania

Zeskanuj kod QR i zobacz wideo, kartę produktu, instrukcję i inne materiały.



**ergolet**

# Piloty -modele

- Piloty Luna są dostępne w klasie ochrony IPx4 i IPx7. IPx4 toleruje ochłapanie, a IPx7 całkowite zanurzenie w wodzie.
- Piloty IPx4 mają opcjonalne wyjście kabla z góry lub z dołu. Pilot IPx7 posiada tylko dolne wyjście kabla.



**Model (ochrona):** IPx4

**Wyjście kabla:** DOLNE

**Długość kabla:** 1320mm (nr 015-03101)

**Długość kabla:** 1620mm (nr 015-03102)

**Długość kabla:** 1900mm (nr 015-03103)

**Toleruje:** Ochłapanie wodą

**Model (ochrona):** IPx7

**Wyjście kabla:** DOLNE

**Długość kabla:** 1320mm (015-03109)

**Toleruje:** Całkowite zanurzenie w wodzie

**Model (ochrona):** IPx4 (2 kanały)

**Wyjście kabla:** DOLNE

**Długość kabla:** 1320mm (nr 015-03106)

**Długość kabla:** 1620mm (nr 015-03107)

**Długość kabla:** 1900mm (nr 015-03108)

**Toleruje:** Ochłapanie wodą

**Model (ochrona):** IPx4

**Wyjście kabla:** GÓRNE

**Długość kabla:** 1320mm (nr 015-03105)

**Toleruje:** Ochłapanie wodą

**Model (ochrona):** IPx4 (2 kanały)

**Wyjście kabla:** GÓRNE

**Długość kabla:** 1320mm (nr 015-03110)

**Długość kabla:** 1620mm (nr 015-03111)

**Długość kabla:** 1900mm (nr 015-03112)

**Toleruje:** Ochłapanie wodą



**2 kanały:**  
Dodatkowe przyciski na pilocie dla dodatkowych urządzeń, takich jak Ergo Trainer albo elektryczny wieszak.

Wszystkie testy stopni ochrony urządzeń są przeprowadzane przez TÜV.



MDD93/42/EEC  
Class I

Ergolet oddział Polski:

Tel. kom: 506 303 608

E-mail: daf@ergolet.pl

[www.ergolet.com](http://www.ergolet.com)

Ergolet Polska sp. z o.o. • Lubska 17 • 68-320 Jasień

Ergolet • Taarnborgvej 12C • 4220 Korsoer • Denmark

