



LUNA SKY

TÆNK SMART, NÅ HØJERE

PRODUKTEKSPERTISE

TERAPEUTISKE LØSNINGER

SERVICEKSPERTISE


WIN  CARE

LUNA SKY TÆNK SMART, NÅ HØJERE

I snart to årtier har vores Luna loftlift bidraget til en bedre og langt mindre anstrengende forflytningsproces for plejepersonalet rundt om i Danmark og ude i verden.

De fleste rum opfylder betingelserne for opsætning af en loftlift, men nogle gange kan en lav loftshøjde blive en udfordring i forhold at skabe tilstrækkelig løftehøjde til forflytningen. For at imødegå denne udfordring og hente mere løftehøjde, har vi designet Luna Sky.

Standard LUNA vs. LUNA SKY



Mere løftehøjde

Luna Sky skaber flere muligheder for forflytninger med loftlift; På grund af Luna Skys kompakte design, kan man hente helt op til 275 mm, hvilket åbner for muligheden for at installere loftliften i rum med lav loftshøjde.

Dette gør Luna Sky til det perfekte valg til lokationer med lavt til loftet og/eller lave døre.


Mange anvendelsesmuligheder

WinnCare's Luna Sky kan anvendes i mange brugssituationer, og er ideel til rum og lokationer med lav loftshøjde, som fx:

- Dørkoblinger (rum-til-rum)
- Ambulancer, biler og campingvogne
- Baderum
- Over plejesenge eller senge med elektrisk vendelagen
- Over behandlingsborde

Highlights

- Kan benyttes i de fleste standard-installationer, inklusive kurver og rum-til-rum-løsninger
- Samme reservedele som Luna
- Nem at vedligeholde
- Hurtig udskiftning af løftebøjle
- Simpel og intuitiv håndbetjening
- Max brugervægt: 200 kg
- IPx4 klassificeret – ideel til baderum
- Varenummer: 015-03045



PRODUCTEKSPERTISE

TERAPEUTISKE LØSNINGER

SERVICEEKSPERTISE



winncare.com