

## e-STATION AUTOMATISK OPLADNING AF LOFTLIFT I SKINNEN

e-Station, det nye skud på stammen inden for WinnCare skinneløsninger, sikrer, at Luna loftlift altid er opladet og klar til tjeneste.

Du skal blot placere Luna i e-Station's ladezone efter endt brug, og opladningen vil automatisk begynde.



### En æstetisk løsning

Luna er kendt som en æstetisk loftliftsløsning, og i samspil med e-Station forstærkes det lette og diskrete udtryk. Med e-Station er der ingen synlige ledninger eller ladestationer monteret på væggen.

e-Station er en 1 meter langt stykke 75 mm skinne med integreret lade-funktion.

### Ny installation eller efter-montering

e-Station kan nemt monteres og im-plementeres i nye installationer eller eftermonteres i eksisterende enkelt-sporede skinnesystemer

Den er kompatibel med drejeskiver og med den rette konfiguration af skin-ner, kan e-Station også anvendes i forbindelse med XY-systemer

e-Station kan enten væg- eller lofts-monteres.

### To loftlifte ad gangen

e-Station er kompatibel med Luna 200 eller 275 kg, monteret på en bajonet-kørevogn med strømoverførsel.

e-Station integreres nemt i et eksis-terende enkeltsporet skinnesystem, og kræver kun en udskiftning af Luna-enhedens sidefolie og køre-vogn; to hurtige steps og jeres Luna kan nu oplades via e-Station.

e-Station's ladezone kan oplade to Luna loftlifte ad gangen.