



MEDI REPOS

Les fauteuils MEDI REPOS® facilitent le transfert du lit au fauteuil et veillent au repos confortable des patients.

Inclinaison
jusqu'à
40°



 ≤ 135kg



LES + PRODUIT

PRATIQUE

- Dossier inclinable 40° par vérin à gaz.
- Manettes bilatérales d'inclinaison du dossier.
- Petites roulettes de mobilité sur les 2 pieds arrière.

ESTHÉTIQUE

- Les boiseries, Hêtre massif, sont teintées ou laquées afin de protéger le bois et d'en faciliter l'entretien.
- Choix des teintes selon notre nuancier (cf. Fiche nuanciers).
- Revêtement PVC selon notre nuancier (cf. Fiche nuanciers).



Poignées bilatérales
d'inclinaison du dossier



Roulettes de déplacement



	ASSISE				DOSSIER	ACCOUDOIRS	HORS TOUT		
	Largeur (entre accoudoirs)	Profondeur	Hauteur sol/siège	Épaisseur coussin	Hauteur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Profondeur
MEDI REPOS	52 cm	48 cm	46 cm	10 cm	73 cm	66/59 cm	69 cm	117 cm	74 cm
POUF	43 cm	47 cm	45 cm	10 cm	-	-	48 cm	45 cm	51 cm