

# BETT-TISCHE ÉVILENCE - CONFORLENCE - ELITE



- **Der Tisch ÉVILENCE** für zuhause.
- **Die Tische CONFORLENCE und ÉLITE** für öffentliche Einrichtungen.
- **Robust:** Struktur aus Stahl oder Aluminium, Garantie 1 bis 2 Jahre.
- **Ästhetik:** eine große Auswahl an Farben, die mit Ihrer Einrichtung harmonisieren.



Tisch Elite 2 Platten, Farbe Kirschbaum.

TISCH CONFORLENCE



2 Versionen:  
**Nicht schrägstellbare Einzelplatte oder 2 unabhängige Platten**  
**Per Gasfeder unterstützte variable Höhe.**  
**Platte aus MDF 19 mm mit abgerundeten Kanten mit Steg an 3 Seiten, um das Herunterfallen von Gegenständen zu verhindern**  
**Per Zahnstange in 5 Positionen schrägstellbare Platte**  
**Leselineal**

Ästhetisch:  
**Thermogeformte Verkleidung der Basis.**

Praktisch:  
**Höhe des Fußgestells 11 cm für einen problemlosen Durchgang unter den Betten.**  
**4 Rollen Ø 50 mm doppelte Rolle ohne Bremse.**

Sicherheit:  
**Breites Fußgestell von 71,5 cm für eine bessere Stabilität.**



• 2 Platten, Farbe helle Buche

Mit grau lackierten Kanten dargestellter Tisch (Standard), Fußgestell Epoxyd, RAL grau 7035 (Einheitsfarbe).

TISCH ELITE



Platte aus beschichtetem PVC.

Platte aus Melamin, Stärke 19 mm, abgerundete Winkel, Kanten aus grauem PVC, Steg 3 Seiten. Leselineal

Farbe der Platte: **Helle Buche.**

2 Versionen  
**Einzelplatte oder 2 unabhängige Platten**



TISCH ÉVILENCE

TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	1 PLATTE		2 PLATTEN		HEBEAM-PLITUDE	HÖHE FUSSGESTELL	MAXIMALE LAST	RÄDER	GEWICHT
	FESTE EINZELPLATTE	KLEINE FESTE PLATTE	GROSSE SCHRÄG-STELLBARE PLATTE						
ÉVILENCE	92 x 46	-	-	-	76 bis 115	10	15 kg	Ø 50 mm ohne Bremse	13 kg
	-	29 x 46	64 x 46	-	76 bis 115	10	15 kg	Ø 50 mm ohne Bremse	13 kg
CONFORLENCE	91 x 43	-	-	-	76 bis 114	11	15 kg	Ø 50 mm ohne Bremse	16 kg
	-	30 x 43	61 x 43	-	76 bis 114	11	15 kg	Ø 50 mm ohne Bremse	16 kg
ÉLITE	Siehe Produktdatenblatt								

Abmessungen in cm.

ÉVILENCE 1 Jahr Garantie  
 CONFORLENCE und ÉLITE 2 Jahre Garantie

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich  
 Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail : info@medicatlantic.com

www.winnCare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte behält ASKLE sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich.