

VISKO A

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à **RISQUE FAIBLE À MOYEN**.
Patient alité de 10 à 15 heures par jour.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.


 **30 ≤ 150kg**



NORMES FEUX
EN 597 part 1 & 2
GPEM/CP D1-90 Classe B

LES + PRODUIT

- Performance à la tenue feu (GPEM/CP D1-90: Classe B et BS 6807:2006 CRIB V), idéal pour les centres psychiatriques.
- Mousse viscoélastique haut de gamme pour favoriser l'immersion et le confort du patient.

HOUSSE	CARTON INDIVIDUEL	PALETTE BOX	
		9 unités	10 unités
	VMAFR-HIPH VMAFR100-HIPH	VMAFR-HIPH-BOX	VMAFR-HIPH-BOX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas monobloc monoportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse Haute Résilience (HR) de 8 cm.
- ▶ Couche supérieure en mousse viscoélastique ≥ 60 Kg/m³ pour augmenter la zone en contact avec le support afin d'assurer une diminution des pressions maximum pour une prévention optimale du risque d'escarre
- ▶ Base en mousse Haute Résilience (HR) de densité 35 Kg/m³ ; portance : 3,9 kPa
- ▶ 2 largeurs disponibles : 90 ou 100 cm, hauteur 14 cm
- ▶ Poids patient : 30 à 150 Kg
- ▶ Housse Promust PU HD amovible et lavable en machine

